



**CHILI<sup>®</sup>**  
Digital Radiology

**CHILI<sup>®</sup> PACS**

# **IHE Integration Statement**

Version 2017

## Hersteller



### **CHILI GmbH**

Friedrich-Ebert-Str. 2  
D-69221 Dossenheim/Heidelberg  
Tel. (+49) 6221 - 1 80 79 -10  
Fax (+49) 6221 - 1 80 79 -11

**E-Mail:** [info@chili-radiology.com](mailto:info@chili-radiology.com)

**Internet:** [www.chili-radiology.com](http://www.chili-radiology.com)

Stand: April 2017  
CHILI PACS Version 4.54  
© 2003–2017 CHILI GmbH

CHILI® und die hier dargestellte Chili-Schote sind eingetragene Wort- und Bildmarken der CHILI GmbH.

Die Autoren behalten sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Software, bzw. des Benutzerhandbuches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Autoren reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.



<b>IHE Integration Statement</b>		<b>Date: 2017-04</b>
<b>Vendor</b>	<b>Product Name</b>	<b>Version</b>
CHILI GmbH	CHILI PACS	4.54
This product implements all transactions required in the IHE Technical Framework to support the IHE Integrations Profiles, Actors, and Options listed below:		

<b>Integration Profiles Implemented</b>	<b>Actors Implemented</b>	<b>Options Implemented</b>
Access to Radiology Information (ARI)	Report Repository	None
	External Report Repository Access	None
Audit Trail and Node Authentication (ATNA)	Secure Node	None
Basic Security (SEC)	Image Manager/Archive	None
Consistent Presentation of Images (CPI)	Print Composer	None
	Image Manager	None
	Image Display	None
Consistent Time (CT)	Time Client	None
	Time Server	None
Cross-Enterprise Document Media Interchange (XDM)	Portable Media Creator	CD-R, USB
	Portable Media Importer	CD-R, USB
Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging (XDS-I.b)	Imaging Document Consumer	None
	Imaging Document Source	CDA Wrapped Text Report
	Imaging Document Source	PDF Report
	Imaging Document Source	Set of DICOM Instances
Healthcare Provider Directory (HPD)	Provider Information Directory	Provider Information Feed
Import Reconciliation Workflow (IRWF)	Importer	Scheduled Import - uses MWL, Unscheduled Import - no MWL
	Image Manager	None
Import Reconciliation Workflow (IRWF.b)	Importer	None
	Image Manager/Archive	None
Invoke Image Display (IID)	Image Display	None



<b>Integration Profiles Implemented</b>	<b>Actors Implemented</b>	<b>Options Implemented</b>
Key Image Note (KIN)	Image Manager/Archive	None
	Evidence Creator	None
	Image Display	None
Mammography Image (MAMMO)	Image Manager	None
Patient Demographic Query (PDQ)	Patient Demographics Consumer	None
Patient Identifier Cross-referencing for MPI (PIX)	Patient Identifier Cross-reference Consumer	None
Patient Information Reconciliation (PIR)	Department System Scheduler/Order Filler	None
	Image Manager/Archive	None
Portable Data for Imaging (PDI)	Image Display	None
	Print Composer	None
	Portable Media Creator	None
	Portable Media Importer	None
Radiation Exposure Monitoring (REM)	Image Display	None
	Image Manager	None
Scheduled Workflow (SWF)	Department System Scheduler/Order Filler	None
	Image Display	None
	Image Manager/Archive	None
	Performed Procedure Step Manager	None
Scheduled Workflow (SWF.b)	Department System Scheduler/Order Filler	None
	Image Display	None
	Image Manager/Archive	None
	Performed Procedure Step Manager	None
Teaching File and Clinical Trial Export (TCE)	Export Manager	None
	Export Selector	None
Web-based Image Capture (WIC)	Image Capturer	JPEG Storage
	Image Manager	None



<b>Internet address for vendor's IHE information:</b> <a href="http://www.chili-radiology.com/ihe">http://www.chili-radiology.com/ihe</a>		
<b>Links to Standards Conformance Statements for the Implementation:</b> <a href="http://www.chili-radiology.com/ihe/">http://www.chili-radiology.com/ihe/</a>		
<b>Links to general information on IHE</b>		
<b>In North America:</b> <a href="http://www.ihe.net">http://www.ihe.net</a>	<b>In Europe:</b> <a href="http://www.ihe-europe.net">http://www.ihe-europe.net</a>	<b>In Japan:</b> <a href="http://www.ihe-j.org">http://www.ihe-j.org</a>